



## FICHA TÉCNICA

Versão: 00  
Data: Setembro/2025

### Fraldas Descartáveis Abifral Classic Tamanho M

#### DADOS DO PRODUTO

|  |  |
|--|--|
| Código:                                | PA00017  |
| Descrição:                             | Fraldas Descartáveis de uso Geriátrico Abifral Classic Tamanho M                 |
| Cor da Embalagem:                      | Azul Marinho   |
| Conteúdo:                              | 8 unidades   |
| Código de Barras GTIN-13:              | 0070341646175  |
| Lote e Fabricação:                     | Impressos na embalagem   |
| Dimensões da embalagem L x D x A (mm): | 150 X 120 x 250  |
| Validade:                              | 03 anos a partir da data de fabricação, quando acondicionados em local adequado. |
| Peso Líquido da embalagem (g)          | Aproximadamente 488,0  |

#### DADOS DO FABRICANTE

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Razão Social:              | Abifral Comercio e Industria LTDA   |
| CNPJ:                      | 49.928.561/0001-44  |
| Endereço:                  | Rua das Arvores, 405, Bairro Distrito Olhos D'agua, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil, cep: 33240-009 |
| Responsável Técnica:       | Dayana Reis Pereira, CRF/MG 35.525  |
| Atendimento ao consumidor: | (31) 3025-3209  |

#### DADOS DE EMBARQUE

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Unidade de Embarque:      | Fardo com 12 embalagens com 8 unidades cada |
| Dimensões L X D X A (mm): | 700 X 110 X 900                             |
| Peso Líquido (kg):        | Aproximadamente 5,856                       |

#### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Produto descartável para incontinência severa, com excelente poder de absorção, composto por camada de gel superabsorvente e fibras de celulose, cobertura interna de falso tecido, formato anatômico contendo elástico nas pernas, barreira antivazamento, cobertura externa permeável, fita tri laminada ultra adesiva nas laterais

e indicador de umidade. Componentes atóxicos, não propensos a causar irritação em contato com a pele, produto dermatologicamente testado.

Peso: 40 a 70 kg

Tamanho da cintura: 70 cm à 120 cm

### **INDICAÇÃO DE USO**

Pós parto, geriátrico, incontinência e pós-operatório.

### **COMPOSIÇÃO:**

POLIETILENO, POLIPROPILENO COM ALOE VERA, POLIMERO DE ALTA ABSORÇÃO, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, POLPA DE CELULOSE, FITA TRI LAMINADA E ELASTANO

### **MODO DE USO:**

#### **Com a pessoa em pé:**

Posicione a fralda entre as pernas, deixando a parte macia em contato com a pele. A extremidade com a fita adesiva deve ficar atrás.

Encaixe a parte central da fralda na virilha, estendendo a parte frontal sobre a barriga. Puxe com cuidado a parte traseira com as fitas adesivas sobre a parte da frente. Ajuste na cintura iniciando sempre com as fitas inferiores apontadas para o umbigo.

Ajustar na cintura iniciando pelas fitas inferiores direcionadas para o umbigo e as fitas superiores direcionadas para a virilha, de forma que fiquem bem ajustadas, sem aperto.

#### **Com a pessoa deitada:**

Com a pessoa de lado, posicione a fralda entre as pernas, deixando a parte macia em contato com a pele. As extremidades com as fitas adesivas devem ficar atrás.

Coloque a pessoa deitada de costas, ajuste a parte da frente e em seguida ajuste a parte de trás, puxando com cuidado para que fique sobre a parte da frente.

Ajuste na cintura iniciando a fixação com as fitas inferiores apontadas para o umbigo e as fitas superiores apontadas para a virilha, formando um V. Ajuste para que fique bem justo.

### **ASSUNTOS REGULATÓRIOS:**

Dispensado de registro do Ministério da Saúde, conforme portaria N° 1.480 de 31 de Dezembro de 1990, do Ministério da Saúde e RDC N° 142, de 17 de Março de 2017, do Ministério da saúde.

**RECOMENDAÇÕES:**

Manter em local seco, limpo, arejado, sem odor e ao abrigo do sol. Evite o contato das fitas adesivas com talco, óleo ou pomada para que não percam a aderência.

Produto para uso externo e descartável, não deve ser lavado ou reaproveitável, inutilizar após o uso. Em caso de irritação descontinuar o uso.

Manter o produto longe do alcance das crianças.

---

**Dayana Reis Pereira**

**Responsável Técnica CRF/MG 34525**